

MONITORIZACIÓN PORTÁTIL INR

Descripción

Programa dirigido a la evaluación del desempeño de los dispositivos de coagulometría portátil (monitores) que se utilizan para el seguimiento y control de la terapia anticoagulante oral en el ámbito hospitalario.

▪ **Material control:** plasma liofilizado específico para monitores portátiles (niveles normal y patológico).

▪ **Tipos de monitores:** todos los dispositivos portátiles disponibles en el mercado

- ✓ Coaguchek INRange, XS y XS PLUS
- ✓ microINR
- ✓ Protime
- ✓ Xprecia Stride

Esquema de funcionamiento

- **Número de envíos al año:** 4
- **Número de muestras control por envío:** 2 de plasma liofilizado + diluyente + pipetas de transferencia.
- **Magnitud:** INR.

Evaluación de resultados

- **Calculo de media, desviación estándar, coeficiente de variación (CV%) e índice de desviación (ID) de sus resultados**
- **Representación gráfica de los ID (diagrama de Youden) y representación gráfica de los ID de los últimos 4 envíos respecto del propio método o de todos los métodos.**